



Produktübersicht:

**Alles für den
Ellenbogen, die
Schulter und den
Cervicalbereich**

Epicondylitis-Stabilorthese

BAUERFEIND EpiPoint® – zur Behandlung des Tennisellenbogens.
Die viskoelastische Pelotte ermöglicht punktgenaue Kompression.


Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.08.02.2006

EpiPoint ist eine Stabilorthese zur gezielten und dosierten Kompression am Unterarm. Dynamische Druckanpassung durch elastisches Regulierband. Roter Signalbereich kennzeichnet zu starken Druck. Drehbare Pelotte ermöglicht das Tragen am rechten bzw. linken Unterarm. Ihr Einsatzgebiet sind Muskel- und Sehnenansatzreizungen im Ellenbogenbereich.

Anwendungsbereiche

- Epicondylitis humeri (z. B. Tennisellenbogen).



Farbe: grau.

Eine Universalgröße:
Unterarmumfang von
22,5 - 33 cm.

Dynam. Epicondylitis-Orthese

SPORLASTIC CARP-X – reduziert schmerzhafte Aktivitäten der Extensoren bei Greif- und Streckbewegungen des Handgelenks auf neurophysiologischer Basis.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Größen – bitte Maßblatt anfordern.

Die Anpassung von **CARP-X** (Bausatz) erfolgt durch den Orthopädie-Techniker.

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Epicondylitis humeri radialis.
- Sensibilitätsstörungen des Unterarms und der Hand.
- Intraartikuläre Läsion des Ellenbogens.
- Supinatorsyndrom.
- Epicondylitis humeri ulnaris.
- Lähmungen der Unterarmmuskulatur.



Farben: weiß, blau.

Epicondylitis-Spange

SPORLASTIC EPI-HIT Therapie-Set – mit lateral und medial genoppter Friktionspelotte, Handgelenkbandage und Cold-/Hot-Pad.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.08.02.2008

Größen	Armumfang
1	bis 24 cm
2	über 24 cm

R und **L** tragbar.

Anwendungsbereiche

- Epicondylitis (hum. rad.)
- Laterale Tendomyopathie.



Farben:
Spange: schwarz/silber.
Bandage: schwarz.

Epicondylitis-Spange

BORT EpiContur® – mit zwei Pelotten (auch mit einer Pelotte erhältlich).

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.08.02.2002

Größen	Unterarmumfang *
0	21 - 25 cm
1	25 - 30 cm
2	30 - 35 cm

* Messpunkt:

Umfang Unterarm 5 cm von Gelenkmitte nach distal.

Anwendungsbereiche

- Epicondylitis.
- Gegen den sog. schmerzhaften Ellenbogen als Spange bei Sportverletzungen, Überanstrengungen, Tennisarm und Golfarm.



Farben: haut, blau.

Epicondylitis-Bandage

BORT – mit zwei strukturierten Silikon-Pelotten zur intermittierenden Massage.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.08.01.1019



Farben: haut, silbergrau.

Größen	Unterarmumfang *
XS	22 - 24 cm
S	24 - 26 cm
M	26 - 28 cm
L	28 - 30 cm
XL	30 - 32 cm

Anwendungsbereiche

- Epicondylitis (akut oder chronisch).
- Gelenkarthrosen.
- Zustand nach gelenknahen Frakturen.
- Gelenkergüsse.
- Tendomyopathie.

*** Messpunkt:**

Umfang Unterarm 5 cm von Gelenkmitte nach distal.

Ellenbogen-Polster-Bandage

BORT KubiTal® – kräftige Zweizug-Qualität mit spezieller Silikon-Pelotte.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.08.01.1020



Farbe: blau.

Größen	Unterarmumfang *
XS	22 - 24 cm
S	24 - 26 cm
M	26 - 28 cm
L	28 - 30 cm
XL	30 - 32 cm

Anwendungsbereiche

- Kompression des Nervus ulnaris am Ellenbogen (Sulcus ulnaris-Syndrom/ Kubitaltunnel-Syndrom).
- Bursitis.
- Nach Traumatisierungen des Olecranon.
- Nach OP-Eingriffen.

*** Messpunkt:**

Umfang Unterarm 5 cm von Gelenkmitte nach distal.

Ellenbogen-Orthese, lang

BORT KubiFX – mit zwei herausnehmbaren Alu-Schienen, von 0° - 90° individuell anformbar.

Kassenüblich

Angemeldet für Produktgruppe
23.00.00.0000



Farbe: schwarz.

Größen	Länge *
1	28 - 31 cm
2	31 - 34 cm
3	34 - 38 cm

Anwendungsbereiche

- Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und Aufhebung von Supination und Pronation des Unterarms nach Traumatisierungen und OP-Eingriffen.
- Bei deszendierenden Tendopathien, z. B. Epicondylitis humeri und Sulcus ulnaris.

*** Messpunkt:** Olecranon bis Metacarpalknöchel V.

R oder **L** angeben.

Prof. Schulteroberarmfixierung

SPORLASTIC OMO-HIT – ein Kernpunkt der frühfunktionellen Behandlung. Nach Dr. med. Berg.

Kassenüblich

Angemeldet unter
05.09.01.2



Farben: schwarz.

Größen	Brustumfang
S	bis 92 cm
M	92 - 102 cm
L	102 - 115 cm
XL	über 115 cm

Anwendungsbereiche

- Nachbehandlung nach Schulterluxation, -subluxation.
- Distorsion, Kontusion.
- Ruhigstellung verschiedener Oberarmfrakturen.
- Schulterblattfraktur.
- Nachbehandl. Rotatorenmanschettenverletzungen.
- Bursitis subacromialis.
- Postoperative Behandlung (AS, ASD, Acromioplastik, Rotatorenmanschettennaht).

Bitte **R** oder **L** angeben.

Schulterluxations-Orthese

SPORLASTIC OMO-LUX – feste Führung bei freier Funktion.
Nach W. Lommer.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.09.01.2000

Basis ist **Größe „groß“**, die individuell angepasst werden kann.

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Habituelle Schulterluxation.
 - Verletzungen des Schultergelenks (Tossi I. u. II.).
 - Postoperative Nachbehandlung bei Bandruptur nach Tossi III.
 - Arthrose-Reizzustände.
 - Postoperative Nachbehandlung nach Resektion des distalen Endes der Clavicula.
- Kontraindikation:**
- Keine Direktversorgung bei Verletzung nach Tossi III.



Farbe: Kunststoff transparent, Polstermaterial blau.

Schultergelenk-Orthese

SPORLASTIC NEURO-LUX – Funktionsorthese zur Sicherung des Schultergelenks bei schlaffen Lähmungen der Schultermuskulatur.
Nach Littmann/Thiel.

Kassenüblich

Angemeldet für Produktgruppe
23.00.00.0000

Größen	Umfang Mitte Bizeps
S	bis 25 cm
M	25 - 33 cm
L	über 33 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

Schlaffe und schmerzhafte Bewegungseinschränkungen der Schulter- und Armmuskulatur nach:

- Hemiplegie.
- Plexusverletzungen.
- Schädel-Hirn-Trauma.
- Traumen der Halswirbelsäule.
- Peripheren Nervenschädigungen.



Farbe: schwarz.

Anatomische Cervicalstütze

SPORLASTIC CERVILASTIC – für den Tag und die Nacht.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.12.01.0008

Größen	Höhe
1	4,5 cm
2	6,5 cm
3	7,5 cm
4	9,0 cm
5	11,0 cm

Länge: 56 cm, individuell auf den Halsumfang einstellbar.

Anwendungsbereiche

- Schleudertrauma.
- Frakturen (Nachbehandl.).
- Nach Abnahme von HWS-Extensionen.
- Akutes/chronisches cervicales Schmerzsyndrom.
- Nach Schiefhals-OPs.
- Nach cervicalen Bandscheiben-OPs.
- Rheumatische Erkrankungen der HWS.
- Neurologisch: Vertigo, Vertebralis Durchblutungsstörungen, Migraine cervicale.



Farben: haut, bunt.

Cervicalstütze

SPORLASTIC CERVICADYN – mit ausgeprägter anatomischer Form und umfangreichem Größenraster. Für den Tag und die Nacht.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.12.01.0017

Größen	Halsumfang
1	32 - 36 cm
2	36 - 40 cm
3	40 - 44 cm
4	44 - 48 cm

Nacken-/Vorderhöhen

(für alle Größen):
11 cm/7,5 cm oder 13 cm/9,0 cm oder 15 cm/11,0 cm.

Anwendungsbereiche

- Schleudertrauma.
- Frakturen (Nachbehandl.).
- Nach Abnahme von HWS-Extensionen.
- Akutes/chronisches cervicales Schmerzsyndrom.
- Nach Schiefhals-OPs.
- Nach cervicalen Bandscheiben-OPs.
- Rheumatische Erkrankungen der HWS.
- Neurologisch: Vertigo, Vertebralis Durchblutungsstörungen, Migraine cervicale.



Farbe: haut.