



Produktübersicht:

**Alles zu den
Themen Hand,
Daumen
und Finger**

06

Mittelhand-Daumenschiene

SPORLASTIC – Orthese zur Gelenkfixierung mit individueller Anpassbarkeit.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Größen	Handgelenkumfang
S	bis 17 cm
M	17 - 19 cm
L	über 19 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Teilimmobilisation der radialen Handwurzel, des Daumengrund- und Daumensattelgelenks bei Sattelgelenkarthrose.
- Arthrose der radialen Handwurzel und des MCP1.
- Ulnare Seitenbandläsion MCP1.
- Naviculare Pseudarthrose.



Farbe: haut.

Nicht perforiert und perforiert erhältlich.

Textile Orthese

SPORLASTIC RHIZO-HIT – für Daumengrund- und Daumensattelgelenk.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.07.01.0019

Größen	Handgelenkumfang
S	bis 17 cm
M	17 - 19 cm
L	über 19 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Verletzungen, Bandinstabilitäten im Bereich des Daumengrund- und Daumensattelgelenks (z. B. Skidaumen).
- Arthrose der radialen Handwurzel und der MCP1.
- Rhizarthrose.



Farben: haut, schwarz.

Rhizarthrose-Orthese

SPORLASTIC RHIZOSPLINT – nach Prof. Vespasiani.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Größen	Handgelenkumfang
S	bis 17 cm
M	17 - 19 cm
L	über 19 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Rhizarthrose.
- Daumengrundgelenkarthrose.
- Bandinstabilität und Sehnenreizungen im Bereich des Daumens.
- Zustand nach Fraktur oder Operationen im Bereich des 1. Mittelhandknochens, Daumensattelgelenks und Daumengrundgelenks.



Farbe: haut.

Rhizarthrose-Orthese

SPORLASTIC RHIZO-RING – nach Dr. med. Schwokowski.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Größen	Handgelenkumfang
S	bis 17 cm
M	17 - 19 cm
L	über 19 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Beginnende Rhizarthrose mit Subluxationsneigung.
- Rhizarthrose mit Subluxation.
- Funktionelle Beschwerden im Daumensattelgelenk bedingt durch rezidivierende Gelenkfehlstellungen.



Farbe: haut.

Stabilorthese

BAUERFEIND RhizoLoc® – zur Stabilisierung des Daumengrund- und des Daumensattelgelenks.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.07.01.0018

Größen	HU*	DU*
1	12,5 - 16 cm	5 - 7 cm
2	16 - 20 cm	6,5 - 9 cm

HU*: Handgelenkumfang.

DU*: Daumenumfang.

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Seitenbandläsionen des MCP I (z. B. Ski-daumen).
- Reizzustände im Bereich des Daumengrund- und Daumensattelgelenks (akut/chronisch, z. B. Arthrose).



Flexible Daumenstütze

SPORLASTIC – elastische Handgelenkbandage mit Daumenstabilisation.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.07.01.0001

Größen	Fesselumfang
XS	bis 15 cm
S	15 - 16 cm
M	16 - 17 cm
L	17 - 18 cm
XL	18 - 19,5 cm

Anwendungsbereiche

- Verletzungen im Bereich des Daumengrund- und Daumensattelgelenks.
- Insbesondere bei ulnarer und radialer Bandinstabilität.



Farben: schwarz/silber, haut.

R und **L** tragbar.

Fingerquengelschiene

SPORLASTIC – individuell regulierbare „dynamische Schienung“ der Streck- und Beugesehnen.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Größen	FL*	FU*
1	ca. 6 cm	ca. 6 cm
2	ca. 7 - 6 cm	ca. 7 cm
3	ca. 7 - 8 cm	ca. 8 cm
4	ca. 8 - 9 cm	ca. 8 cm

Anwendungsbereiche

- Entlastung verletzter Streck- und/oder Beugesehnen.
- Abheilen von Hautläsionen.
- Hilft Sehnenadhäsionen zu vermeiden.



Farbe: weiß.

FL*: Fingerlänge

FU*: Fingerumfang

Fingerquengelorthese

Nach Kleinert – zur dynamischen Beugung der Finger mit Federzügen.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Beugesehnenverletzungen.

