



Produktübersicht:

**Alles für das
Knie – Bandagen,
Schiennen
und Orthesen**

Kniebandage

JuzoFlex® Genu 500 – mit anatomischem Patellaring zur Druckentlastung der Patella.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0031

Latexfrei durch LYCRA®, seitliche Doppelspiralen, keine störende Längsnaht in der Kniekehle. Keine Abschnürungen beim Beugen. Das Ringpolster übt einen zusätzlichen Massageeffekt auf die Weichteile aus. Ödeme und Ergüsse werden rascher resorbiert.

Seriengrößen: 1-6 und
Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation.
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse.
- Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk.
- Posttraumatische Ödeme.
- Nach chirurgischen Eingriffen.
- Luxationsneigung der Patella.
- Verstauchungen.
- Nach Frakturen.
- Prellungen.



Farben: haut, anthrazit, weiß (bei Maßanfertigung nur haut).

Kniebandage

JuzoFlex® Genu 505 – mit Comfort-Kissen in der Kniekehle für verbesserten Tragekomfort, auch bei längerem Sitzen. Anatomischer Patellaring zur Druckentlastung.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0031

Latexfrei durch LYCRA®, seitliche Doppelspiralen, keine störende Längsnaht in der Kniekehle. Keine Abschnürungen beim Beugen. Das Ringpolster übt einen zusätzlichen Massageeffekt auf die Weichteile aus. Ödeme und Ergüsse werden rascher resorbiert.

Seriengrößen: 1-6 und
Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation.
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse.
- Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk.
- Posttraumatische Ödeme.
- Nach chirurgischen Eingriffen.
- Luxationsneigung der Patella.
- Verstauchungen.
- Nach Frakturen.
- Prellungen.



Farben: haut, anthrazit, Navy (bei Maßanfertigung nur haut).

Kniebandage

JuzoFlex® Genuaktiv – mit Comfort-Kissen in der Kniekehle für verbesserten Tragekomfort, auch bei längerem Sitzen. Nach Dr. Toft.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0029

Latexfrei durch LYCRA®, seitliche Doppelspiralen, keine störende Längsnaht in der Kniekehle. Keine Abschnürungen beim Beugen. Halbmondförmige asymmetrische Pelotten zur Druckentlastung der Patella.

Seriengrößen: 1-6.
Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation.
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse.
- Arthrose im Femoro-Patellar-Gelenk.
- Posttraumatische Ödeme.
- Nach chirurgischen Eingriffen.
- Luxationsneigung der Patella.
- Verstauchungen.
- Nach Frakturen.
- Prellungen.



Farben: Navy, schwarz.

Kniebandage

JuzoFlex® Genu 323 (Greifswalder Art) – auch mit offener Patella erhältlich.

Nicht rezeptfähig –
Privatleistung.

Latexfrei durch LYCRA®, seitliche Doppelspiralen, keine störende Längsnaht in der Kniekehle, anatomisch abgewinkelt. Keine Abschnürungen beim Beugen.

Seriengrößen: 1-6 und
Maßanfertigung.

Als Maßanfertigung auch mit
Baumwolle erhältlich.

Anwendungsbereiche

- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse.
- Posttraumatische Ödeme.
- Nach chirurgischen Eingriffen.
- Verstauchungen.
- Nach Frakturen.
- Prellungen.



Farbe: haut.

Kniebandage

JuzoFlex® Genu 320 nahtlos (Greifswalder Art) – auch mit offener Patella erhältlich.

Latexfrei durch LYCRA®, seitliche Doppelspiralen, anatomisch abgewinkelt. Keine Abschnürungen beim Beugen.

Seriengrößen: 1-6.

Anwendungsbereiche

- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse.
- Posttraumatische Ödeme.
- Nach chirurgischen Eingriffen.
- Verstauchungen.
- Nach Frakturen.
- Prellungen.

Nicht rezeptfähig – Privatleistung.



Farben: haut, anthrazit.

Kniebandage

JuzoFlex® Genu 300 – auch mit offener Patella erhältlich.

Latexfrei durch LYCRA®, mit bewegungsfreudigem Knie-mittelteil.

Seriengrößen: 1-6 und
Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Verstauchungen.
- Prellungen.

Nicht rezeptfähig – Privatleistung.



Farbe: haut.

Kniebandage

JuzoFlex® Genu 303 nahtlos – auch mit offener Patella erhältlich.

Latexfrei durch LYCRA®, mit bewegungsfreudiger Knie-gelenkzone.

Seriengrößen: 1-6.

Anwendungsbereiche

- Verstauchungen.
- Prellungen.

Nicht rezeptfähig – Privatleistung.



Farben: haut, anthrazit.

Patellabandage

JuzoFlex® Hamburger Patellabandage – mit verstellbarem Gurt unterhalb der Patella, zur Druckausübung auf den Patellarsehnenansatz.

Latexfrei durch LYCRA®, seitliche Spiralen, mit offener und geschlossener Patella erhältlich, bewegungsfreudiges Knie-mittelteil.

Seriengrößen: 1-6 und
Maßanfertigung.

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Patellaspitzen-Syndrom.
- Chondromalacia patellae.
- Chondropathia patellae.
- Patellasubluxation.
- Morbus Schlatler.
- Patellaarthrose.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.1000



Farbe: haut.

Aktivbandage

BAUERFEIND GenuTrain® –
zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenkes.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0006



Spezielle Gestricktechniken gewährleisten auch im Bereich der Kniekehle angenehme Trageigenschaften.

Anwendungsbereiche

- Reizzustände (Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Arthrose, Arthritis, posttraumatisch und postoperativ).
- Instabilitätsgefühl.



Farben: grau, schwarz, haut.
Größen auf Anfrage.

Aktivbandage

BAUERFEIND GenuTrain®A3 –
zur komplexen Behandlung bei Kniebeschwerden.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0XXX
(beantragt)



Die neu entwickelte Pelottenform bezieht typische Beschwerde-areale und wichtige Rezeptor-zonen des Kniegelenks mit ein.

Anwendungsbereiche

- Reizzustände, insbesondere bei Gonarthrose (auch Ansatzligamentosen, Tendomyopathie, posttraumatisch und postoperativ).
- Gonalgie bei funktioneller Instabilität infolge muskulärer Dysbalancen.
- Patellalateralisation.
- Patellaspitzensyndrom.



Farben: grau, haut.
Größen auf Anfrage.

Patella-Fixationsbandage

BORT StabiloGen® mit eingearbeitetem Silikonring

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0001

Größen	d-Maß	f-Maß
S	26 - 29 cm	32 - 36 cm
M	29 - 33 cm	36 - 40 cm
M plus	29 - 33 cm	40 - 44 cm
L	33 - 37 cm	40 - 44 cm
L plus	33 - 37 cm	44 - 48 cm
XL	37 - 41 cm	44 - 48 cm
XL plus	37 - 41 cm	48 - 52 cm
XXL	41 - 45 cm	52 - 56 cm

Anwendungsbereiche

- Patellainstabilität (Luxationstendenz).
- Gelenkergüsse.
- Schwellungen.
- Arthrose und Arthritis.
- Postoperative Reizzustände.
- Bandschwäche.



Farben: haut, blau.

Maßanfertigung
(Farbe haut) möglich.

Patella-Fixationsbandage

BORT GenuZip® mit seitlichem Reißverschluss

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0080

Größen	d-Maß	f-Maß
S	26 - 29 cm	32 - 36 cm
M	29 - 33 cm	36 - 40 cm
M plus	29 - 33 cm	40 - 44 cm
L	33 - 37 cm	40 - 44 cm
L plus	33 - 37 cm	44 - 48 cm
XL	37 - 41 cm	44 - 48 cm
XL plus	37 - 41 cm	48 - 52 cm
XXL	41 - 45 cm	52 - 56 cm

Anwendungsbereiche

- Patellainstabilität (Luxationstendenz).
- Gelenkergüsse.
- Schwellungen.
- Arthrose und Arthritis.
- Postoperative Reizzustände.
- Bandschwäche.



Farben: haut, silbergrau, blau.

Maßanfertigung
(Farbe haut) möglich.

Patella-Kniebandage

BORT Asymmetric – nach Dr. R. Weiß. Individuelle Führung der Patella nach medial und plantar durch elastische Zügel.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0065



Farbe: silbergrau/blau.

Maßanfertigung möglich.

Größen	d-Maß	f-Maß
S	26 - 29 cm	32 - 36 cm
M	29 - 33 cm	36 - 40 cm
M plus	29 - 33 cm	40 - 44 cm
L	33 - 37 cm	40 - 44 cm
L plus	33 - 37 cm	44 - 48 cm
XL	37 - 41 cm	44 - 48 cm
XL plus	37 - 41 cm	48 - 52 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Patellalateralisation.
- Lateralisationstendenz.
- Zustand nach lateralen Release-OPs.
- Patellainstabilität.
- Meniskopathien.
- Chondropathia patellae.

Kompressionsbandage

SPORLASTIC GENU-HIT – mit seitlichen Spiralen und Silikonring.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0054



Farben: schwarz/silber, haut, weiß.

Größen	d-Maß	f-Maß
1	bis 28 cm	bis 38 cm
2	bis 31 cm	bis 41 cm
3	bis 34 cm	bis 44 cm
4	bis 37 cm	bis 47 cm
5	bis 40 cm	bis 50 cm
6	bis 43 cm	bis 53 cm
7	bis 46 cm	bis 56 cm

Anwendungsbereiche

- Chondropathia patellae.
- Meniskusschädigungen.
- Gonarthrose.
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände.
- Rheumatische Ergüsse mit und ohne Bandinsuffizienz.
- Bandverletzungen.
- Leichte Bandinsuffizienz.

Kniebandage/Morbus-Schlatter

SPORLASTIC – lokale Druckentlastung der Tuberositas tibiae mit Entspannung der Patellarsehne. Nach H. Semsch.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.0063



Farbe: weiß.

Größen	d-Maß	f-Maß
0	bis 25 cm	bis 35 cm
1	bis 28 cm	bis 38 cm
2	bis 31 cm	bis 41 cm
3	bis 34 cm	bis 44 cm
4	bis 37 cm	bis 47 cm
5	bis 40 cm	bis 50 cm
6	bis 43 cm	bis 53 cm
7	bis 46 cm	bis 56 cm

Anwendungsbereiche

- Morbus Schlatter. Traktionsapophysitis.
- Ansatz tendinose an Tuberositas tibiae.
- Prominenz der Tuberositas tibiae durch Fehlossifikationen.

Kasseler Patellarsehnenbandage

SPORLASTIC – kleine Bandage, große Wirkung. Nach Dr. med. Hildebrandt.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.01.1001



Farben: schwarz, haut.

Nur eine Größe.
R und **L** tragbar.

Anwendungsbereiche

- Vorderer Knieschmerz: Patellaspitzenyndrom, Chondropathia patellae, Femoropatellare, Arthrose.
- Kreuzbandinsuffizienz – vorderes Kreuzband.
- Quadrizepsparese.
- Postoperatives/posttraumatisches Rehatraining: Ergebnisverbesserung über verstärkte und balancierte neuromuskuläre Rekrutierung.
- Muskeldystrophie.

Kasseler Patellarsehnenbandage

Kassenüblich

SPORLASTIC – speziell für Wassertherapie und Kontaktsportarten. Nach Dr. med. Hildebrandt und Dr. med. Marka.

Aktiv

Positions-Nr.:
05.04.01.1015



Farbe: schwarz.

Größen	Kniegelenkumfang
1	bis 36 cm
2	ab 36 cm

R und **L** tragbar.

Anwendungsbereiche

- Vorderer Knieschmerz: Patellaspitzensyndrom, Chondropathia patellae, Femoropatellare, Arthrose.
- Kreuzbandinsuffizienz – vorderes Kreuzband.
- Quadrizepsparese.
- Postoperatives/posttraumatisches Rehatraining: Ergebnisverbesserung über verstärkte und balancierte neuromuskuläre Rekrutierung.
- Muskeldystrophie.

Pelotten-Kniebandage

Kassenüblich

SPORLASTIC PATELLADYN – mit lateralem Halbring, medialisierenden Zügeln und infrapatellarem Druck. Nach Dr. med. Hildebrandt.

Positions-Nr.:
05.04.01.0015



Farben: haut, weiß.

Größen	d-Maß	f-Maß
1	bis 28 cm	bis 38 cm
2	bis 31 cm	bis 41 cm
3	bis 34 cm	bis 44 cm
4	bis 37 cm	bis 47 cm
5	bis 40 cm	bis 50 cm
6	bis 43 cm	bis 53 cm
7	bis 46 cm	bis 56 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Patellalateralisation (Subluxation) bei: Chondropathia patellae und Gonarthrose.
- Rezidivierende bzw. habituelle Patellaluxation.
- Kreuzbandinsuffizienz (VKB).

Knieruhigstellungsschiene 0°, 20°

Kassenüblich

SPORLASTIC GENU STABIL

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000



Anwendungsbereiche

- Postoperative Ruhigstellung.
- Präoperative Schmerzzustände.
- Muskel- oder Bänderverletzungen.
- Nach Abnahme von Gipsverbänden.
- Nach Patellaluxation.



Längen: 50 oder 60 cm
Farbe: schwarz.

R und **L** tragbar.

Immobil-Schiene 0°, 20°

BORT – mit Patella-Aussparung.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Schienenlänge	Körpergröße
50 cm	bis 160 cm
55 cm	160 - 180 cm
60 cm	über 180 cm

Anwendungsbereiche

- Vollständige Ruhigstellung des Kniegelenks.



Farbe: schwarz.

Immobil-Schiene 0°, 15°

BORT – einteilig.

Kassenüblich

Angemeldet für
Produktgruppe
23.00.00.0000

Nur eine Größe.

Bitte **0°**- oder **15°**-Beugung
angeben.

R und **L** tragbar.

Anwendungsbereiche

- Vollständige Ruhigstellung des Kniegelenks.



Länge: 55 cm
Farbe: schwarz/blau.

Multifunktionsorthese

BAUERFEIND SofTec®Genu –
zur Stabilisierung des Kniegelenkes.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.02.2019



Die einfache und korrekte
Positionierung der Orthese am
Bein wird durch die Pelotte
gewährleistet.

Anwendungsbereiche

- Ruptur des vorderen Kreuzbandes: Konservative Therapie, prä- und zeitversetzte postoperative Versorgung, Langzeit-Reha – Sport, chron. Insuffizienz.
- Seitenbandläsionen.
- Kniegelenksbehandlungen: Gonarthrose, rheumatoide Arthritis, PCP, Endoprothetik – sekundäre Reha, Traumatologie posttraumatisch.
- Meniskusrekonstruktion.



Farben: grau, schwarz.
Größen auf Anfrage.

Multifunktionsorthese

BAUERFEIND SofTec®OA –
zur Entlastung des medialen Knie-Kompartiments.

Kassenüblich

Anmeldung ist
beantragt.



Silikonpolster
bedecken das Luftkammer-
system zur
Beinoberfläche hin.

Anwendungsbereiche

- Mediale Gonarthrose.



Farbe: grau, schwarz.
Größen auf Anfrage.

Unilaterale Arthrose-Orthese

OTTO BOCK Genu Arthro –
spürbare Entlastung für das Kniegelenk.

Kassenüblich

Bestehend aus
Oberschenkelmodul und
Unterschenkelmodul.

Die **Größen** und **detaillierte
Maße** erhalten Sie auf Anfrage.

Anwendungsbereiche

- Mediale und laterale
Gonarthrose.



Knieorthese

OTTO BOCK Advantage II mit TechnoGel®-Polsterung für optimale Passform und Druckpunktschließung.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.02.1041



Farben: unterschiedliche Variationsmöglichkeiten.

Größen	Kniegelenkbreite
S	6 - 10 cm
M	8 - 12 cm
L	10 - 15 cm
XL	12 - 18 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Kreuzbandrupturen (ACL).
- Seitenbandverletzungen (MCL, LCL).
- Kapselband-OP.
- Knieinstabilität.

Knieorthese

BORT OTS

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.04.02.1018



Farbe: schwarz.

Größen	Kniebreite
S	8,5 - 9,5 cm
M	9,5 - 10,5 cm
L	10,5 - 11,5 cm
XL	11,5 - 12,5 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

- Konservative Versorgung aller isolierten und kombinierten Instabilitäten des Bandapparates.
- Postoperativ nach: Ruptur des vorderen Kreuzbandes (ACL), Ruptur des hinteren Kreuzbandes (PCL), Verletzungen des Innen- und Außenbandapparates.

Knie-Entlastungsorthese

BORT OA® Spirit GII Unloader™ – bei Varus oder Valgus Gonarthrose.

Kassenüblich

Angemeldet für Produktgruppe
23.00.00.0000



Farbe: schwarz.

Größen	Oberschenkelumfang
S	40 - 46 cm
M	46 - 52 cm
L	52 - 60 cm
XL	60 - 67,5 cm

Bitte **R** oder **L** angeben sowie **mediale** oder **laterale Gonarthrose**.

Anwendungsbereiche

- Einseitige mediale und laterale Gonarthrose.
- Zur postoperativen Versorgung nach Tibiakopffraktur (Impressionsfraktur), medial oder lateral.

ROM-Knieorthese

SPORLASTIC – mit polyzentrischen Gelenken und Flexions-/Extensionsbegrenzung.

Kassenüblich

Angemeldet für Produktgruppe
23.00.00.0000



Längen: 54 oder 62 cm
Farbe: schwarz.

R und **L** tragbar.



Das **Fußteil** (Zubehör) kann im untersten Profilssegment der Gelenkschiene fixiert werden.

Anwendungsbereiche

- Nach operativen Eingriffen in der Kniegelenkchirurgie.
- Immobilisierung nach Knieverletzungen und zur späteren Mobilisierung.
- Stabilisierung der verletzten oder operativ versorgten Seitenbänder.
- Gelenklimitierung bei Meniskus- und Knorpelrekonstruktionen.