



Produktübersicht:

**Alles für
den Knöchel
und das
Sprunggelenk**

02

Sprunggelenkbandage

JuzoFlex® Malleo 727 – mit Druckpelotten nach Dr. Rotter in den Bisgaard'schen Kulissen.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.01.0005

Latexfrei durch LYCRA®.

In Verbindung mit der Kompression wird ein intermittierender Massageeffekt ausgeübt, Ödeme und Ergüsse werden schneller resorbiert.

Seriengrößen: 1-6 und
Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Raschere Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen.
- Nach chirurgischen Eingriffen am Knöchel- und Sprunggelenk.
- Linderung des Achillessehnenerschmerzes.
- Degenerative Gelenkerkrankungen.
- Reizzustände des Sprunggelenkes.
- Frühmobilisation



Farben: haut, anthrazit
(nur in Serie).

Sprunggelenkbandage

JuzoFlex® Malleo 707 – mit asymmetrisch gebildeter Ferse, dadurch hervorragende Passform.

Nicht
rezeptfähig –
Privatleistung.


Latexfrei durch LYCRA®.

Intensive Stützwirkung. Mit Naht. Auch in kurzer Ausführung (AB ca. 12 cm) lieferbar.

Seriengrößen: 1-6 und
Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Degenerative Gelenkerkrankungen.
- Reizzustände des Sprunggelenkes.
- Frühmobilisation.



Farbe: haut.

Sprunggelenkbandage

JuzoFlex® Malleo 717

Nicht
rezeptfähig –
Privatleistung.

Latexfrei durch LYCRA®.

Sehr feinmaschig, nicht auftragend. Nahtlos. Auch in kurzer Ausführung (siehe unten) lieferbar.

Seriengrößen: 1-6
(keine Maßanfertigung).

Anwendungsbereiche

- Distorsionsneigung/-folgen des Knöchel- und Sprunggelenkes.
- Degenerative Gelenkerkrankungen.
- Reizzustände des Sprunggelenkes.
- Frühmobilisation.



Farben: haut, anthrazit.

Sprunggelenkbandage

JuzoFlex® Malleo 717 – in kurzer Ausführung (AB ca. 12 cm).

Nicht
rezeptfähig –
Privatleistung.

Latexfrei durch LYCRA®.

Sehr feinmaschig, nicht auftragend. Nahtlos.

Seriengrößen: 1-6
(keine Maßanfertigung).

Anwendungsbereiche

- Distorsionsneigung/-folgen des Knöchel- und Sprunggelenkes.
- Degenerative Gelenkerkrankungen.
- Reizzustände des Sprunggelenkes.
- Frühmobilisation.



Farben: haut, anthrazit.

Knöchelstütze/Silikonpolster

BORT TaloStabil® mit 2 strukturierten Silikonpelotten zur intermittierenden Massage.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.01.0008

Größen	Fesselumfang
S	bis 21 cm
M	21 - 23 cm
L	23 - 25 cm
XL	25 - 27 cm

Bitte **R** oder **L** angeben.

Anwendungsbereiche

Nach Gipsabnahme

- Distorsionen.
- Arthrosen.
- Achillodynien.
- Bänderschwäche.



Farben: haut, silbergrau.

Knöchelbandage

BORT AchilloStabil®

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.01.1005

Größen	Fesselumfang
S	bis 21 cm
M	21 - 23 cm
L	23 - 25 cm
XL	25 - 27 cm

Anwendungsbereiche

- Akute und chronische Achillodynien.
- Postoperativ (Nachbehandlung) nach Rupturen.



Farben: haut, silbergrau.

Knöchelstütze

BORT Stabilo®

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.02.0014

Größen	Fesselumfang
XS	bis 19 cm
S	19 - 21 cm
M	21 - 23 cm
L	23 - 25 cm
XL	25 - 27 cm

Anwendungsbereiche

- Stabilisierung des Sprunggelenks nach OP oder Gips.
- Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, überlastetem Knickfuß, Tendinitiden.



Farben: blau/schwarz, weiß.

Sprunggelenkorthese

BORT MalleoStabil®

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.03.0016

Nur eine Größe.

Rechts und links gleich.

Anwendungsbereiche

- Zur Stabilisierung des Sprunggelenks.
- Abkürzung der Gipsphase.
- Bandverletzungen.
- OSG-Distorsionen.
- Supinations- und/oder Außenrotationstraumata.
- Fiburale Bandruptur.



Farbe: schwarz.

Stabilorthese

BAUERFEIND CaligaLoc® – zur Teilimmobilisierung des Sprunggelenks.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.03.0005



Anwendungsbereiche

- Konservative Behandlung des Knöchelbänderrisses.
- Postoperativ nach Bandnaht/-rekonstruktion.
- Permanente Stabilisationshilfe bei chronischer Instabilität des Sprunggelenks.
- Temporäre Stabilisationshilfe bei posttraumatischem Sinus-Tarsi-Syndrom und bei dekompensierter Instabilität des Subtalgelenks.



Bitte **R** oder **L** angeben.

Stabilorthese

BAUERFEIND MalleoLoc® – zur Stabilisierung des Sprunggelenks.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.03.0011



Anwendungsbereiche

- Frühfunktionelle Therapie bei Verletzungen der Außenknöchelbänder (und der Ligg. bifurcati).
- Kapselbandzerrungen.
- Postoperative Rehabilitation.
- Bei chronischer Bandinsuffizienz.



Bitte **R** oder **L** angeben.

Sprunggelenkstütze

SPORLASTIC SWEDE-O-UNIVERSAL – mit seitlicher Verstärkung und Schnürung.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.02.02.0013

Größen	Schuhgrößen
1	35 bis 36
2	37 bis 39
3	40
4	41 bis 43
5	44 bis 45
6	46
7	47 bis 48

Anwendungsbereiche

- Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorstionen aller Schweregrade.
- Postoperative Weiterbehandlung.
- Prophylaxe von Distorstionen.



Farben: schwarz, weiß.

R und **L** tragbar.

Textile Fußheberorthese

SPORLASTIC FOOT-UP – mit ergonomischem, hypoallergenem Knöchelband und transparenter Einlage mit Elastikband und Steckverschluss.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.03.01.0004

Größen	Knöchelumfang
1	18 bis 23 cm
2	23 bis 30 cm

FOOT-UP kann nur in Schnürschuhen eingesetzt und benutzt werden. Die Vorrichtung ist praktisch unsichtbar, leicht, und braucht nicht an einen Schuh angepasst zu werden.

Anwendungsbereiche

- Zur Vorfußanhebung. Die flexible und mit dem Steckverschluss verbundene transparente Einlage wird zwischen Schuhlasche und Schnürsenkel positioniert. Der Steckverschluss verbindet die Einlage schnell und sicher mit dem Knöchelband. Dabei wird der Hebeleffekt bei der Vorfußanhebung umso mehr unterstützt, je tiefer die Einlage eingepasst werden kann.



Farbe: schwarz.

R und **L** tragbar.