



Produktübersicht:

**Alles zu den
Themen
Rumpf und
Lumbalbereich**

05

Rückenbandage mit Pelotte

BORT Stabilo® – mit lumbosacraler Friktionspelotte.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.14.01.1018

Größen	Umfang Taille
S	bis 89 cm
M	89 - 104 cm
L	104 - 119 cm
XL	119 - 134 cm

Vorderhöhe: 17 cm
Rückenhöhe: 26 cm

Anwendungsbereiche

- Rückenmuskelverspannungen.
- Spondylolyse.
- Spondylolisthesis.
- Vertebragene Schmerzzustände.
- Lumbago.
- Bandscheibenleiden.
- Spondylose.
- Chronische Wirbelsäulenbeschwerden.
- Nach Bandscheiben-OP.



Farben: haut, silbergrau.

Auch **ohne Pelotte** erhältlich.

Rückenbandage mit Pelotte

BORT Vario – mit lumbosacraler Friktionspelotte.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.14.01.1062

Größen	Umfang Taille
S	bis 89 cm
M	89 - 104 cm
L	104 - 119 cm
XL	119 - 134 cm

Vorderhöhe: 17 cm
Rückenhöhe: 26 cm
Weiter Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich.

Anwendungsbereiche

- Rückenmuskelverspannungen.
- Spondylolyse u. Spondylose
- Vertebragene Schmerzzustände.
- Lumbago.
- Bandscheibenleiden.
- Chronische Wirbelsäulenbeschwerden.
- Nach Bandscheiben-OP.
- Rheum. Beschwerden LWS
- Nervenwurzelirritationen.
- Nierenleiden.
- Kälteempfindlichkeit.



Farben: haut, schwarz.

Auch **ohne Pelotte** erhältlich.

Kreuzstützbandage

SPORLASTIC LUMBO-HIT – mit Hebezügen.
Nach H. Semsch.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.14.01.1059

Größen	Leibumfang *)
1	55 - 65 cm
2	65 - 75 cm
3	75 - 85 cm
4	85 - 95 cm
5	95 - 105 cm
6	105 - 120 cm
7	120 - 135 cm

*) Gemessen 2 cm unterhalb des Bauchnabels.

Anwendungsbereiche

- LWS-Syndrom.
- Lumbalgien.
- Muskuläre Dysbalancen.
- Reizzustände des Iliio-sacralgelenks.
- Pseudoradikuläre Schmerzausstrahlung.
- Reizung der kleinen Zwischenwirbelgelenke (Facettensyndrom).



Farben: schwarz/silber, weiß.

Kreuzstützbandage – gerade

SPORLASTIC VERTEBRADYN-SENSO – mit spezialprofilierter Propriozeptionspelotte für Sensomotorik und Komfort. Gerader Schnitt.
Nach Dr. med. Hildebrandt.

Kassenüblich


Positions-Nr.:
05.04.01.1001

Größen	Leibumfang
XS	70 - 80 cm
S	80 - 90 cm
M	90 - 100 cm
L	100 - 110 cm
XL	110 - 120 cm

Vorderhöhe: 15,5 cm
Rückenhöhe: 23 cm

Anwendungsbereiche

- Chronische lokale oder pseudoradikale Lumbalgie bei Degeneration, muskulärer und ligamentärer Insuffizienz, Hypermobilität.
- Radikuläre Reizzustände.
- Prävention (Sport, Arbeit).
- Abschulungsphase nach Tragen starrer Orthesen.
- Syndrom des engen lumbalen Spinalkanals im Stadium der Claudicatio intermittens zur verstärkten Entlordosierung.



Farben: schwarz/silber, weiß.

Kreuzstützbandage – tailliert

SPORLASTIC VERTEBRADYN-SENSO – mit spezialprofilierter Propriozeptionspelotte für Sensomotorik und Komfort. Taillierter Schnitt. Nach Dr. med. Hildebrandt.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.14.01.1053

Größen	Leibumfang
XS	70 - 80 cm
S	80 - 90 cm
M	90 - 100 cm
L	100 - 110 cm
XL	110 - 120 cm

Vorderhöhe: 15,5 cm
Rückenhöhe: 23 cm

Anwendungsbereiche

- Chronische lokale oder pseudoradikale Lumbalgie bei Degeneration, muskulärer und ligamentärer Insuffizienz, Hypermobilität.
- Radikuläre Reizsyndrome.
- Prävention (Sport, Arbeit).
- Abschulungsphase nach Tragen starrer Orthesen.
- Syndrom des engen lumbalen Spinalkanals im Stadium der Claudicatio intermittens zur verstärkten Entlordosierung.



Farbe: weiß.

Kreuzstützmieder – gerade

SPORLASTIC LUMBO-AKTIV – nach H. Semsch. Gerader Schnitt.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.14.01.1046

Größen	Größter Umfang *)
XXS	65 - 75 cm
XS	75 - 85 cm
S	85 - 95 cm
M	95 - 105 cm
L	105 - 115 cm
XL	115 - 125 cm
XXL	125 - 135 cm

*) Zwischen Taille und Hüfte.

Anwendungsbereiche

- Bandscheibenvorfall – postoperative oder konservative Versorgung.
- Zustand nach Spondylodese mit Restsymptomatik.
- Spondylolisthesis.
- Chronische pseudoradikuläre oder radikuläre Lumbalgie.



Farben: schwarz/blau, weiß.

Vorderhöhe: 18 cm
Rückenhöhe: 28 cm

Kreuzstützmieder – tailliert

SPORLASTIC LUMBO-AKTIV – nach H. Semsch. Taillierter Schnitt.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.14.01.3023

Größen	Größter Umfang *)
XXS	65 - 75 cm
XS	75 - 85 cm
S	85 - 95 cm
M	95 - 105 cm
L	105 - 115 cm
XL	115 - 125 cm
XXL	125 - 135 cm

*) Zwischen Taille und Hüfte.

Anwendungsbereiche

- Bandscheibenvorfall – postoperative oder konservative Versorgung.
- Zustand nach Spondylodese mit Restsymptomatik.
- Spondylolisthesis.
- Chronische pseudoradikuläre oder radikuläre Lumbalgie.



Farben: schwarz/blau, weiß.

Vorderhöhe: 18 cm
Rückenhöhe: 28 cm

Rippengürtel

SPORLASTIC – für Frauen und Männer. Mit dehnungsfähigem Rückeneinsatz.

Kassenüblich

Positions-Nr.:
05.11.01.0005

Größen	Frauen	Männer
S	bis 66 cm	bis 82 cm
M	66 - 76 cm	82 - 96 cm
L	76 - 89 cm	96 - 112 cm
XL	über 89 cm	über 112 cm
	Tail- umfang	Brust- umfang

Höhe:
hinten 15 cm, vorne 9 cm (Frauen),
15 cm (Männer).

Anwendungsbereiche

- Rippenprellungen.
- Rippenfrakturen.
- Brustbeinprellungen.
- Brustbeinfrakturen.



Farbe: weiß.

Stützkorsett

BAUERFEIND SecuTec® Dorso – mit LPT-Zuggurtsystem (Low Power Tension).

Die zirkulär um den Rücken angeordneten 8 bis 10 Korsettstäbe sind konstruktiv im Stabgittersystem gekoppelt.

Mit der Bauchraumkompression durch das Orthesenträgermaterial wird die LWS entlastet und der stützende Effekt bis in den Bereich der unteren Brustwirbelsäule entfaltet.

Anwendungsbereiche

- Osteoporose.
- Spondylolisthese.
- Degenerative Instabilitäten.
- Postoperative lumbale Stabilisierung.

Kassenüblich

Kalkulation nach Bundesprothesenliste.



Größen auf Anfrage.

Hyperextensionsorthese

BAUERFEIND SofTec® Dorso – zur Stabilisierung des thorakolumbalen Übergangs (L2–TH8) und zur Aufrichtung der Wirbelsäule.

Durch die Kombination des zugstabilen Spezialgestrichs mit einem CFK-Rahmen und einem stabilisierenden Carbonkreuz wird funktionell ein System mit Beckenfassung geschaffen.



Anwendungsbereiche

- Konservative Frakturbehandlung.
- Osteoporose.
- Postoperative Stabilisierung.
- Konservative Therapie (Tumore, Spondylitis).

Kassenüblich

Kalkulation nach Bundesprothesenliste.



Größen auf Anfrage.

Funktionelle Orthese

BAUERFEIND SecuTec® Lumbo – zur Reduktion der Lordose. Mit LPT-Zuggurtsystem (Low Power Tension).

Der einstellbare Bauchverschluss in Kombination mit dem LPT-Zuggurtsystem erlaubt eine individuell angepasste Kompression des Bauchraums.



Anwendungsbereiche

- Postoperativ zur Entlordosierung.
- Facettensyndrom.
- Lumbale Spinalkanalstenosen.
- Sympt. Spinosen der Foramina intervertebrale.

Kassenüblich

Kalkulation nach Bundesprothesenliste.




Größen auf Anfrage.

Multifunktionsorthese

BAUERFEIND SofTec® Lumbo – zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule.

Die Anpassung der Orthese ist direkt am Krankenbett und auch bei liegendem Patienten möglich. Komfortables, kraftsparendes Anliegen für den Patienten durch die LPT-Zuggurte.



Anwendungsbereiche

- Nach stabilisierender OP.
- Nach lumbaler Bandscheiben-OP.
- Degenerative Instabilität.
- Spondylolisthese, Spondylolyse.
- Facettensyndrom.
- Lumbale Spinalkanalstenose.
- Sympt. Stenosen der Foramina intervertebrale.
- Wirbelfrakturen der unteren LWS.
- Tumore, entzündl. Prozesse.

Kassenüblich

Kalkulation nach Bundesprothesenliste.



Größen auf Anfrage.